

Tris-Mops-SDS Electrophoresis Buffer Powder

{ Tris-Mops-SDS 电泳缓冲液 (粉末) }

货号: BR00008

规格: 5×500 mL / 10×500 mL

◆ 产品简介

Tris-MOPS-电泳缓冲液是适用于 Bis-Tris 体系凝胶的电泳缓冲液。BR00008 用于变性电泳 SDS-PAGE

本产品以粉末形式提供, 每小包可配制 500mL 1×工作液。

◆ 保存条件

室温保存, 2 年有效期。

◆ 操作步骤 (仅供参考)

1. 取 1 小包可以配制 500mL 电泳液的粉剂, 倒入到一洁净的烧杯中, 加入蒸馏水到约 400mL, 溶解。
2. 在量筒中定容到 500mL, 即为 1× 工作液。
3. 混合均匀后即可使用。
4. 未用完的电泳液可室温保存, 通常室温可保存 2-3 天, 4℃可保存 1-2 周。

◆ 注意事项

1. 1× 工作液配制好后使用时间不宜超过 2 周。(密封保存可延长至 1 个月)
2. 仅限于专业人员的科学研究用, 不得用于临床诊断或治疗, 不得用于食品或药品, 不得存放于普通住宅内。
3. 为了您的安全和健康, 请穿戴好个人防护装备和服装进行操作。
4. 电泳缓冲液不建议重复使用。因为经过电泳之后, 缓冲液中的离子强度、缓冲能力都发生了变化, 不能确保电泳效果。