

1×PBS (STERILE), pH7.4**Catalog No.: RPM0002****Sequence Information****Species** **Gene ID****Swiss Prot** **Tags****Synonyms**

PBS (STERILE), pH7.4; PBS; pbs

Background

“PBS” 是 磷酸盐缓冲盐水（Phosphate-Buffered Saline）的缩写，是科研、医学、生物实验领域中应用最广泛的缓冲溶液之一，核心作用是维持体系的 pH 稳定、提供接近生理环境的渗透压，避免生物样本（如细胞、蛋白质）因环境变化失活。

Product Information**Source** **Purification**本产品仅用于科研。
蛋白复溶**Calculated MW** **Observed MW****Endotoxin****Formulation****Reconstitution****Contact**

☎ | 400-999-6126
✉ | cn.market@abclonal.com.cn
🌐 | www.abclonal.com.cn

Basic Information**Description**

1.在使用PBS的过程中要特别注意避免溶液被微生物污染。 2.本产品仅限于专业人员的科学研究用，不得用于临床诊断或治疗，不得用于食品或药品，不得存放于普通住宅内。 3.为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。

Activity**Shipping**

Lyophilized proteins are shipped at ambient temperature.

Liquid proteins are shipped at frozen temperature with dry ice.

Upon receipt, store it immediately at the temperature recommended below.

Storage

Store at 2-8°C

Operational Notes

For your safety and health, please wear a lab coat and disposable gloves for handling.

Validation Data

No validation data available.